



Estimado/a compañero/a,

La identificación en animales de compañía es una actuación que realizan los veterinarios clínicos con la implantación de **un** microchip en el lado izquierdo del cuello del animal. Por ello es importante que tengas en cuenta las siguientes **recomendaciones** a fin de no verte inmerso en desagradables procedimientos judiciales y/o deontológicos.

1. **Comprobar mediante el lector de transponders que el animal no está identificado.**
2. **Antes de abrir el envase del transponder, pasar el lector** para asegurarse que el microchip **funciona correctamente.**
3. **Tras la actuación, comprobar que éste se ha quedado implantado** y que **funciona correctamente** pasando el **lector de transponders.**
4. **Previa vacunación antirrábica, comprobar que el animal esté correctamente identificado** y que la **documentación que le acompaña sea válida.**
5. **Revisar** y llevar un control de **mantenimiento** adecuado del **lector de transponders.**

Te recordamos que, tanto Consell como los colegios profesionales, estamos permanentemente a tu disposición para facilitarte o aclararte cuantas dudas puedas tener al respecto. RIVIA - 963135030.

Valencia, a 28 de junio de 2019.